



WPT250

**ELECTRIC DOUBLE BREAST PUMP
ELEKTRİKLİ ÇİFTLİ GÖĞÜS POMPASI**

EMZİRME ÜRÜNLERİ

USER MANUAL

EN

KULLANIM KILAVUZU

TR

www.weewell.com
info@weewell.com

CONGRATULATIONS

Dear Stakeholder,

We congratulate you on having one of the Weewell products which are safely preferred all over the World and becoming a part of the Weewell family. We are pleased to serve you with our carefully designed products that appeal to babies such as video monitor, audio monitor, thermometer, nursing and feeding group products.

Please read the user manual carefully before using the product. This guide has been meticulously prepared to get the most out of your purchased product. You can call our call center to get all kinds of information about the device and to contribute to our family with your suggestions and opinions. If you face with any problems or malfunctions, you can contact Weewell authorized service. For safety of yourself and other persons, read the **SAFETY INSTRUCTIONS** before using the device.

Best Regards,
Weewell Turkey Team

CONTENTS

PRODUCT OVERVIEW.....	3
SAFETYINSTRUCTIONS.....	4
PARTS AND ASSEMBLE	6
OPERATIONSINSTRUCTIONS.....	8
CLEAINING AND DISENFECTION	10
SHIPPINGAND DISPOSAL.....	11


PRODUCT OVERVIEW

Weewell Electric Double Breast Pump provides a natural and maximum comfort milking experience with its Touch & Sense technology. The soft massage pad design imitates the sucking movement of the baby with the soft and warm feeling it provides. It is allowed to flow quietly, comfortably, gently and quickly. The breast pump is compact, easy to assemble, and its components are bisphenol A-free and dishwasher safe.

As lactation experts say, breast milk is the best food for babies under one year old. Breast milk is the most suitable food for the needs of the baby with its content and the antibodies in the milk protect the baby against infections.

The breast pump helps you to breastfeed your baby for longer. Even if you cannot breastfeed your baby yourself, your baby has the opportunity to enjoy breast milk at all times. With its mobile design, easy portability and effective milking performance, you can carry your breast pump anywhere, and easily perform the milking process wherever you want.

Schematic Diagram of Motor



Notice: Use the power supply of 5V 1A

SAFETY INSTRUCTIONS

(Information about usage errors, maintenance & repair)

- 1- Weewell breast pump parts should be used after they have been assembled completely and without errors as described in the user manual. Otherwise, the product will not work properly and the desired efficiency will not be provided.**
- 2- Read the "Operation Instructions" and "Usage Methods" in the user manual carefully and apply them completely. Otherwise, the milking process will not be performed properly.**
- 3- By following the instructions on "Storage of Milk" in the user manual, you can make sure that the milk you express is healthy for your baby.**
- 4- This is a product with a high degree of hygiene. Therefore, this kit is totally personal; sharing it with others is not suitable for health.**
- 5- Use the product with its original adapter. In case of deterioration or loss, supply it from the technical service.**
- 6- Do not demount the product or do not try to repair it. If your device breaks down, take it to Weewell Technical Service for repair. Disassembling the device, performing operations on it, or interfering with the system outside the authorized service will cause the device to be out of warranty.**
- 7- During use or storage, keep the product away from moisture, dust, direct sunlight, any heat source and devices that emit heat. Products that deteriorate by exposure to heat, moisture or dust are not covered by the warranty.**

Warnings

- Please consult a medical specialist about the suitability of your breast structure to use a pump.**
- Never immerse the motor and adapter in water.**
- Only use original parts, otherwise your device may be damaged.**
- If the device breaks down, it should only be repaired by the Authorized Service, otherwise it will be out of warranty.**
- If it is used for a premature baby, be sure to follow the doctor's recommendations.**
- Before using, make sure that all parts are clean and sterile.**


General Descriptions

It is recommended that you are located in a quiet, comfortable place where no one will distract you while milking. It is quite normal that it takes a while for the milk to come in when using it for the first time. Your body will adjust milk production according to daily consumption. Be aware that daily milk consumption varies from baby to baby. For this reason, it is recommended to try to increase fluid consumption rather than trying to increase milk production via several methods during the first breastfeeding period.


Breast Massage – Preparation for Milking

Some mothers may normally have difficulty in milking with a manual or electric breast pump. Applying a warm compress on the breast will open the milk ducts and ease the flow of milk. Prepare the hot compress as follows:

- 1- Soak a clean towel in hot water. (60-70°C)
- 2- Remove excess water by squeezing the towel.
- 3- Place the towel on your chest and hold it for a few minutes until it cools down.
- 4- Repeat all the above steps four times.



- Applying a chest massage after the hot compress is completed, it will help open the chest ducts.



- Put your thumb and forefinger on the tip of the chest and gently massage 5-6 times up and down.




- Gently massage the chest with circular movements by placing your four fingers and thumb as in the figure. Stop the move after 5-6 turns for each chest.

Important note: If you feel pain or uncomfortable during the hot compress or massage, stop it immediately and consult a doctor.

PARTS AND ASSEMBLE

- | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|------------------|
| 1- Feeding Bottle | 2- Valve | 3- Nipple | 4- Breast Shield |
| 5- Diaphragm | 6- Connector | 7- Tube | 8- USB Cable |



How to Assemble

Before the first use, all components of the breast pump should be cleaned and disinfected in accordance with the chapter "cleaning and disinfection". All components need to be cleaned after each use, and all components must be disinfect before each use.


Pump Assembling

Notice: make sure that you Make sure you have all the components of the breast pump cleaned and disinfected before touching the cleaned parts, please wash hands thoroughly. Be careful that the cleaned parts may still be hot.


Before assembly, please disinfect pump parts, wash hands thoroughly

Tips: You may find it easier to assemble your breast pump when it is wet.

Please Read the Installation Diagram Carefully



1- Insert the valve into the bottom of the breast shield.



2- Screw the breast shield onto the feeding bottle until it is fully fixed.



3- Put the diaphragm into the top part of the breast shield. Press the diaphragm down to ensure it's stable.



4- Attach the connector to the breast shield. Connect one of the tube to the connector and the other side to the motor.



5- Connect the USB to the motor to power the device.

OPERATION INSTRUCTIONS

- 1- Connect the power supply and touch the power button to start the pump.
- 2- Touch the mode button to choose massage or pump mode.
- 3- According to your need, touch + or – button in the appropriate mode to adjust the frequency and suction of pumping.
- 4- The default working time is 30 minutes, beyond which the breast pump will automatically shuts down or touch the power button to turn off the power.
- 5- Breast milk should not be filled over the valve.

Usage Method

- 1- Wash your hands nicely and keep your chest clean before pumping. Relax and make sure you are sitting in a comfortable chair (you can use a cushion to support your back). It is recommended to have a glass of water with you.
- 2- Hold your chest gently and place it on the shield. Make sure your nipples are centered.
- 3- When the red light is on, tap + - to select the massage intensity that is more proper for you and when the breast milk starts to flow, switch to the expressing mode. The blue light will turn on. Adjust the most suitable suction power and frequency for you by the mode button.

Warning: Maximum suction mode does not guarantee the best performance. Use it in the mode you feel most comfortable.

- 4- When milking is complete, turn off the breast pump and then carefully remove the breast pump from the breast.
- 5- Remove the bottle from the breast pump to switch to maintenance or storage condition. Clean used breast pump components by following the instructions in the "cleaning and disinfection" section.
- 6- Unplug the motor.

Attention and Warning

This product is a personal product, please don't share, so as not to affect health. When removing or connecting parts, operate carefully, don't overexert, so as not to cause damage. This product should not be exposed in the hot sun, and should be placed out of children's reach.

Single / Double Suction Operation


Single Suction

Connect one of the tube to the connector and the other side to the motor. After connecting, you can start your operation via the motor unit



Double Suction

First, assemble the tube of motor connection end with the double connecting apparatus. Then connect the ends of the apparatus to the chest shields. Once the connection is established, you **can start your operation via the motor unit**



CLEANING AND DISINFECTION

Before first use, please clean and disinfect all parts of pump. Wash all the parts every time before your use. Completely remove the breast pump. The breast pump should be removed completely, as well as the duckbill valve.

Be careful when removing and cleaning the duckbill valve. If the duckbill valve is damaged, the breast pump will not work properly. To remove the duckbill valve, gently pull the small piece on the side of the duckbill valve. Clean all the components with hot water and a little detergent, and rinse thoroughly.

To clean the duckbill valve, please rub it gently in the warm water with a few drops of cleaning liquid.

Don't insert any object into the duckbill valve, which may cause damage. Disinfect all the components by using a special sterilizer or boiling in boiling water for 5 minutes.

Warnings for cleaning

- After using, please wipe the motor via a damp cloth.
- Do not clean the motor, adapter and adapter cable via a damp cloth, do not immerse in water.
- You can sterilize parts other than motor, adapter and USB cable by cleaning them.
(Important Warning: It is recommended to disinfect plastic and silicone parts by using a sterilizer. Boiling method will probably damage plastic and silicone parts and render them unusable.)
- Ensure that all parts are installed correctly when assembling or disassembling. Be careful not to lose small parts. Missing parts may cause the product to malfunction.
- Before cleaning, unplug the cable and wait until the device cools down.

Cleaning instruction

- 1- Unplug the adapter from the socket, disconnect the cable and then wait for the device to cool down.
- 2- Demount all parts. Wipe the adapter, motor, cable only via a slightly damp cloth.
- 3- Clean and rinse the other parts thoroughly with soapy water.
- 4- Sterilize the parts (except the motor, adapter and cable) in the sterilizer. Boiling is not recommended because of the possibility of damage to the parts and the lack of hygiene.
- 5- Remount after the parts are completely dry. If you do not use it for a while, keep it in its box.

Attention!

In cases where plastic parts are damaged due to misuse, they are out of warranty.

Using the product despite the loss of parts causes the product to be out of warranty.

Lost parts cannot be considered under warranty.

When applying for repair, an invoice and a signed, stamped warranty document must be declared to benefit from the warranty.

Out of warranty situations

Misuse, parts be exposed to impact and damage

Warranty card lost or damaged

All kinds of damage and deterioration caused by the user

STORAGE AND HEATING OF BREAST MILK

Breast Milk Storage

After the breast milk is absorbed, close the storage cover tightly or seal the storage bag. The milk must be put into the refrigerator immediately. Breast milk can arbitrarily be refrigerated or frozen by the refrigerator. It can be stored by refrigerated for 48 hours or frozen for 3 months.

Breast Milk Heating

After the milk melts, warm it via a milk warming device or warm water. Do not use a microwave or boiling water to heat milk or boil the milk, so as to avoid the loss of nutrient. After heating, your baby can be fed.

SHIPPING AND DISPOSAL

Handling and Shipping

The handling and transportation of the products is important to affect the usage life of the products. It is needed to be extremely careful when transporting and transporting the products you buy. Damages that may occur as a result of falling and impact will definitely be considered out of warranty. In addition, when you want to take the product out of the house or office you are using, definitely place it carefully in its original box and carry it.

The original packaging will relatively protect the product against impacts and falls. When you need to send the product to our authorized services for service, send it in its original box and, if possible, wrap the original box with a shock-absorbing bubble bag or similar materials to strengthen the package so that it will not be damaged during shipping.

Energy

The product works with USB energy sources with 5V/1ADC output.

Technical Specifications

Model:	Weewell
Prodcut name:	Electric Double Breast Pump
Lot No: 2-20223007	Model: WPT250
Bench life:	5 Years
Operating Temperature:	>5

Disposure

When disposing of this product and its parts, please take them to an appropriate recycling point, taking into account the environmental effects. If possible, the materials must be separated into plastic and metal during recycling.

For more details, contact technical service.

Do not forget! Protecting our environment is our duty.



TEBRİKLER

Değerli paydaşımız,

Weewell ailesinin bir parçası olduğunuz ve dünyanın her yerinde güvenle tercih edilen Weewell ürünlerinden birine sahip olduğunuz için sizi kutlarız. Bebek izleme cihazı, bebek telsizi, ateş ölçer, emzirme ve beslenme grubu ürünleri gibi bebelere hitap eden özenle test edilmiş ürünlerimizle sizlere hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.

Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz, satın almış olduğunuz üründen en iyi verimi almanız için titizlikle hazırlanmıştır. Cihaz ile ilgili her türlü bilgi almak, öneri ve görüşleriniz ile ailemize katkı sağlamak için Weewell çağrı merkezimizi arayabilir; herhangi bir problem ya da arızayla karşılaşmanız durumunda Weewell internet sitesinden de kayıt açabilirsiniz. Ayrıca Yetkili Servisi'ne başvurabilirsiniz. Kendinizin ve diğer kişilerin güvenliği için cihazı kullanmadan önce **GÜVENLİK UYARILARI** bölümünü okuyunuz.

Saygılarımızla,
Weewell Türkiye Ekibi

İÇİNDEKİLER

ÜRÜN HAKKINDA.....	13
GÜVENLİK UYARILARI.....	14
PARÇA KILAVUZU VE MONTAJ.....	16
KULLANIM	18
TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON.....	20
TAŞIMA VE NAKLİYE.....	21

ÜRÜN HAKKINDA

Weewell Elektrikli Çiftli Göğüs Pompası, Touch & Sense teknolojisi ile doğal ve maksimum rahatlıkta bir sağım deneyimi sunar.Yumuşak masaj yastığı tasarımı, sağladığı yumuşak ve sıcak his ile bebeğin emme hareketini taklit eder, Bu sayede anne sütünün; sessizce, rahat, nazıkçe ve hızlı bir şekilde akması sağlanır. Göğüs pompası kompakttır, montajı kolaydır ve bileşenleri bisfenol A içermez ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Emzirme uzmanlarının dediği gibi, anne sütü bir yaşından küçük bebekler için en iyi besindir. Anne sütü içeriği ile bebeğin ihtiyaçları için en uygun besindir ve süt içerisindeki antikorlar ile bebeği enfeksiyonlara karşı korur.

Göğüs pompası, bebeğinizi daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur Sağım sonrasında sütü buzdolabı yada dondurucuda saklama imkanı sunar. Bebeğinizi siz kendiniz emziremeseniz bile bebeğiniz anne sütünün keyfini her daim sürdürme imkanı yakalar.Mobil tasarımı, kolayca taşınabilmesi ve efektif sağım performansı ile göğüs pompanızı her yere taşıyabilir, istediğiniz uygun yerde sağım işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Panelin Şematik Gösterimi



GÜVENLİK UYARILARI

(Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler & Bakım ve Onarım)

- 1- Weewell göğüs pompası parçaları kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi eksiksiz ve hatasız monte edildikten sonra kullanılmalıdır. Aksi takdirde ürün sağlıklı çalışmayacaktır ve istenilen verim alınamayacaktır.
- 2- Kullanım kılavuzundaki "Ürünün Kullanımı" talimatlarını dikkatlice okuyunuz ve birebir uygulayınız. Aksi durumlarda sağım işlemi sağlıklı yapılamayacaktır.
- 3- Kullanım kılavuzundaki "Sütün Saklanması" ile ilgili talimatlara uyarak bebeğiniz için sağdığınız sütün sağlıklı saklanması sağlayabilirsiniz.
- 4- Ürününüz hijyen derecesi yüksek olan bir üründür. Dolayısıyla hijyen seti kişiye özeldir. Başkaları ile paylaşılması sağlık açısından uygun değildir.
- 5- Ürünü kendi orijinal adaptörü ile kullanınız. Bozulması ve kaybolması durumunda teknik servisinden tedarik ediniz.
- 6- Ürünü kesinlikle demonte etmeyiniz, tamir etmeye çalışmayınız. Cihazınız bozulduğunda tamir için Weewell Yetkili Servisi'ne götürünüz. Yetkili servis dışında cihazın demonte edilmesi, üzerinde işlem uygulanması, sistemine müdahale edilmesi cihazın garanti kapsamından çıkmasına neden olacaktır.
- 7- Kullanım ya da saklama durumundayken ürünü nemden, tozdan, doğrudan güneş ışığından, herhangi bir ısı kaynağından ve ısı yayan cihazlardan uzak tutunuz. Isıya, neme veya toza maruz kalarak bozulan ürünler garanti kapsamı dışındadır.

Uyarılar

- Göğüs yapınızın pompa kullanmaya uygunluğu konusunda lütfen doktorunuza başvurunuz.
- Motoru ve adaptörü kesinlikle suya batırmayınız.
- Sadece orijinal parçaları kullanınız, aksi takdirde cihazınız zarar görebilir.
- Eğer cihaz bozulursa tamiri sadece Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır, aksi durumda garanti kapsamından çıkacaktır.
- Eğer süt prematüre bebek için alınıyorsa doktorun tavsiyelerine uyduğunuzdan emin olunuz.
- Kullanım öncesi tüm parçaların temiz ve steril olduğundan emin olunuz.

Genel Bilgiler


Sağım için sessiz, rahat, kimsenin rahatsız etmeyeceği bir yere geçmenizi tavsiye ediyoruz. İlk kez kullanıma başlarken sütün gelmesi biraz uzun sürebilir. Bu durum gayet normaldir. Vücudunuz süt üretimini günlük tüketime göre ayarlayacaktır. Günlük süt tüketimi bebekten bebeğe değişkenlik gösterir. Bu nedenle ilk emzirmeye başlandığı dönemde süt üretimini arttırmaya çalışılmasındansa sıvı tüketimini arttırmaya çalışılması tavsiye edilmektedir.

Göğüs Masajı – Sağırma Hazırlık


Bazı anneler manual ya da elektrikli göğüs pompasıyla sağırma yapmakta zorluk çekebilirler. Göğüs üzerine sıcak kompres uygulamak süt kanallarını açmak süt akışını kolaylaştıracaktır.

Sıcak kompres aşağıdaki gibi hazırlayınız;


- 1- Temiz bir havluyu sıcak suyun içine batırınız. (60-70°C)
- 2- Havluyu sıkarak fazla suyu alınız.
- 3- Havluyu göğsünüzün üzerine yerleştiriniz ve soğuyana kadar birkaç dakika üzerinde tutunuz.
- 4- Adımları 1'den 3'e 4 kere tekrarlayınız.



- Sıcak kompres tamamlandıktan sonra göğüse masaj uygulamak, Göğüs kanallarının açılmasına yardımcı olacaktır.



- Baş parmağınız ve işaret parmağınızı göğsün ucuna yerleştirerek yavaşça 5-6 kez aşağı yukarı şeklinde masaj yapınız.



- Göğsü 4 parmağınız ve baş parmağınızı şekildeki gibi yerleştirerek dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapınız. Herbir göğüs için 5-6 dönüşten sonra durunuz.

Not: Eğer sıcak kompres sırasında ya da masaj sırasında acı hissederseniz hemen işlemi durdurun ve doktora başvurun.

PARÇA KILAVUZU VE MONTAJ

1- Biberon

2- Emiş valfi

3- Masaj başlığı


4- Göğüs kalkanı

5- Diyafram

6- Bağlantı kapağı

7- İletim borusu

8- USB Kablo



Montaj Rehberi

Ürünü kullanmadan önce kablo ve motor hariç tüm parçaları “Temizleme ve Dezenfeksiyon” bölümündeki talimatlara göre temizleyip dezenfekte ediniz. Bahsedilen tüm parçalar, her kullanımdan sonra temizlenmeli ve kullanım öncesinde mutlaka tekrar dezenfekte edilmelidir.

Montaj

Önemli not: Bütün parçalarıyla temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanmış ürünü kullanmadan önce mutlaka ellerinizi yıkayınız.


Temizlenmiş parçalar hala sıcak olaabilir, dokunmadan kontrol edin.

Öneri: Pompanın montajını parçalar hafif ıslakken daha kolay yapabilirsiniz.


Please Read the Installation Diagram Carefully



1- Valfi göğüs kalkanının alt kısmına yerleştirin.



2- Göğüs kalkanını tamamen sabitlenene kadar biberon üzerine vidalayın.



3- Diyaframı göğüs koruyucunun üst kısmına yerleştirin. Sabit olduğundan emin olmak için diyaframı aşağı bastırın.



4- Bağlantı kapağını göğüs kalkanının üzerine yerleştirin. İletim borularından birinin ucunu bağlantı kapağına, diğer ucunu motora bağlayın.



5- Cihaza güç sağlamak için USB'yi motora bağlayın..

KULLANIM

Kullanma talimatları

- 1- Güç kaynağını bağladıktan sonra ve pompayı çalıştırmak için güç düğmesine dokunun.
- 2- Masaj veya sağıım modlarını değiştirmek / seçmek için mod düğmesine dokunun.
- 3- İhtiyacınıza göre, sağıım frekansını ve emiş gücünü ayarlamak için + veya – düğmesine dokunun.
- 4- Varsayılan çalışma süresi 30 dakikadır ve sonrasında göğüs pompası otomatik olarak kapanır ya da kendiniz kapatmak isterseniz güç düşuna basın.
- 5- Anne sütü vana üzerinden doldurulmamalıdır.

Kullanım Metodu

- 1- Ellerinizi iyice yıkayın ve göğsünüzü temiz tutun. Rahatlayın ve rahat bir sandalyeye oturduğunuzdan emin olun (Sırtınızı desteklemek için minder kullanabilirsiniz). Yanınızda bir bardak su bulundurmanız tavsiye olunur.
 - 2- Göğsünüz nazikçe tutup kalkana yerleştirin. Göğüs uçlarınızın merkezde olmasına dikkat edin.
 - 3- Kırmızı ışık yandığında, size uygun masajın yoğunluğunu seçmek için + - öğesine dokunun ve anne sütü akmaya başlayınca, sağıım moduna geçin. Mavi ışık yanacaktır. Mod tuşu vasıtası ile size en uygun emiş gücü ve frekansı ayarlayın.
- Uyarı: Maksimum emiş modu en iyi performansı sağlayacak diye bir durum yoktur. Kendinize göre en rahat hissettiğiniz modda sağıım yapınız.
- 4- Sağıım tamamlanınca, göğüs pompasını kapatın ve sonrasında göğüs pompasını dikkatlice göğüsten çıkarın.
 - 5- Bakım ya da muhafaza durumuna geçmek için biberonu göğüs pompasından çıkarın. Kullanılmış göğüs pompası bileşenlerini "temizlik ve dezenfeksiyon" bölümündeki talimatları izleyerek temizleyin.
 - 6- Motorun fişini çıkartın.

Dikkat ve Uyarı

Bu ürün kişisel bir üründür, sağlığı etkilememek için lütfen paylaşmayın. Parçaları sökerken veya bağlarken dikkatli çalışın, hasara yol açmamak için aşırı güç uygulamayın. Bu ürün sıcak güneşe maruz bırakılmamalı ve çocukların erişemeyeceği bir yere yerleştirilmelidir.

Tek / Çift Sağımlı Operasyonu


Tekli Sağımlı:

Hortumun bağlantı ucunu göğüs kalkanı üzerindeki üst bağlantı noktasına takın, diğer ucu ise motor ünitesindeki hava çıkışına takın. Motor ünitesi üzerinden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Çiftli Sağımlı:

Hortumların motor bağlantı uçlarını **ikili aparat** ile birleştirerek motor üzerindeki girişe, diğer uçlarını ise göğüs kalkanlarına bağlayın ve motor ünitesi üzerinden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON

İlk kullanımdan önce lütfen pompanın tüm parçalarını temizleyin ve dezenfekte edin. Her kullanımdan önce tüm parçaları yıkayın. Göğüs pompasını tamamen çıkarın, Göğüs pompası ve emiş valfi tamamen çıkarılmalıdır.

Emiş valfini çıkarırken ve temizlerken dikkatli olun. Bu valf hasarlıysa göğüs pompası düzgün çalışmayacaktır. Valfi çıkarmak için, emiş valfinin yanındaki küçük parçayı hafifçe çekin. Tüm bileşenleri sıcak su ve biraz deterjanla temizleyin ve iyice durulayın. Emiş valfini temizlerken birkaç damla temizleme sıvısı ile ılık suda hafifçe ovalayın. Valfin içine hasara neden olabilecek herhangi bir nesne sokmayın. Özel bir sterilizatörle bileşenleri 5 dk sterilize etmeniz önerilir.

Temizlik Uyarıları

- Kullanım sonrası lütfen motoru nemli bir bez ile silin.
- Motoru, adaptörü ve adaptör kablosunu nemli bir bez ile temizlemeyin, suya daldırmayın.
- Motor, adaptör ve USB kablo harici parçaları temizleyerek steril edebilirsiniz.

(Önemli Uyarı: Plastik ve silikon parçaların sterilizatör kullanılarak dezenfekte edilmesi tavsiye edilir. Tencerede kaynatma yöntemi plastik ve silikon parçalara zarar verecek ve kullanılamaz duruma getirecektir.)

- Monte ederken ya da sökerken tüm parçaların doğru şekilde takıldığından emin olunuz.

Küçük parçaların kaybolmamasına dikkat edin. Eksik parçalar ürünün bozulmasına neden olabilir.

- Temizlemeden önce kabloyu çıkartın ve cihaz soğuyana kadar bekleyin.

Temizleme talimatı

- 1- Adaptörü prizden çıkartın. Kabloyu sökün. Cihazın soğumasını bekleyin.
- 2- Tüm parçaları sökün. Adaptörü, motoru, kabloyu sadece hafif nemli bir bez ile silin.
- 3- Diğer parçaları sabunlu su ile iyice temizleyin ve durulayın.
- 4- Parçaları (motor, adaptör ve kablo hariç) sterilizatörde steril edin. Kaynatma işlemi hem parçaların hasar görme ihtimali hem de hijyenin tam olarak sağlanamaması nedenlerinden dolayı tavsiye edilmemektedir.
- 5- Parçalar tamamen kuruduktan sonra tekrar monte edin. Eğer bir süre kullanmayacaksanız kutusunda saklayın.

Dikkat!

Plastik aksamlar doğru kullanılmamasından dolayı hasar gördüğü durumlarda garanti kapsamı dışındadır.

Parçaların kaybolması durumunda ürünün kullanılması ürün garanti kapsamı dışında kalmasına neden olur.

Kaybolan parçalar garanti kapsamı içinde değerlendirilemez.

Tamir için başvururken garantiden yararlanabilmek için fatura ve imzalı, kaşeli garanti belgesi beyan edilmek zorundadır.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Ürünlerin taşıma ve nakliyesi ürünlerin kullanım hayatına etki edecek önemlidir. Satın aldığınız ürünleri taşıırken ve naklederken son derece dikkatli olmanız gerekmektedir. Düşme ve darbe sonucu oluşacak hasarlar kesinlikle garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir. Ayrıca ürünü kullandığınız ev veya ofis dışına çıkarmak istediğinizde, kesinlikle orijinal kutusuna dikkatlice yerleştirip taşıyınız.

Orijinal ambalaj oluşabilecek darbe ve düşmelere karşı ürünü nispeten koruyacaktır. Ürünü servis amaçlı yetkili servislerimize göndermeniz gerektiğinde, benzer şekilde orijinal kutusunda gönderiniz ve orijinal kutunun üzerine mümkünse darbe emici baloncuklu torba veya benzeri malzemeler sararak kargo esnasında zarar görmeyecek şekilde paketini güçlendiriniz.

Enerji

5VDC/1A çıkışlı USB enerji kaynakları ile çalışmaktadır. Tüm Weewell ürünleri minimum enerji tüketecek şekilde tasarlanmışlardır.

Teknik Özellikler

Marka	Weewell
Ürün Adı:	Elektrikli Göğüs Pompası
Lot No: 2-20223007	Model: WPT250
Kullanım Ömrü:	5 Yıl
Çalışma Sıcaklık Aralığı:	>5

Bertaraf

Ürünün atılması sırasında, lütfen çevresel etkileri göz önünde bulundurarak uygun bir geri dönüşüm noktasına götürünüz. Bu ekipmanı üretmek için kullanılan materyaller geri dönüşüm sırasında plastik ve metal olarak ayrılmalıdır. Daha fazla ayrıntı için teknik servis ile iletişime geçiniz.

Unutmayınız! Çevremizin korunması hepimizin görevidir.

CIXI RUIHONG ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD

ADDRESS: 18 Xiamaojia Rd, Xinpu, Cixi City, Ningbo, Zhejiang, China
TEL NO. +8657463581765 FAX NO. +8657463581761

EC Declaration of Conformity

We, CIXI RUIHONG ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD

Declare under our sole responsibility that the product (s):

Description : Double Electric Breast Pump

Brand name : WEEWELL

Model Number : WPT250

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of EMC Directive 2004/30/EU. The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Manufacturer Name & Address:

CIXI RUIHONG ELECTRIC APPLIANCE CO.LTD ,

Address : 18 Xiamaojia Rd, Xinpu , Cixi City ,Ningbo,Zhejiang,China

CE Marking Date: 20

Date: 03.02.2021

Name: June Tong

Title: Export Manager

Signature:



CIXI RUIHONG ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD

ADDRES: 18 Xiamaojia Rd, Xipu, Cixi City,Ningbo,Zhejiang,China
TEL NO..+8657463581765 FAX NO.+8657463581761

AT Uygunluk Beyanı

Biz , CIXI RUIHONG ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD

Aşağıdaki ürünün sadece bizim sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz:

Tanım : :Weewell Ellektrikli Çiftli Göğüs Pompası
Marka : :WEEWELL
Model : :WPT250

Yukarıdaki tip ve model numarası bulunan ürünlerin EMC Directive (Elektromanyetik uygunluk) 2004/30/EU direktiflerinin zorunlu şartları ve diğer ilgili şartlarına haiz olduğunu beyan ve taahhüt edriz.

Ürün uygunluğu ile ilgili diğer standartlar ve dokümanlar:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Üretici ismi & adresi & iletişim bilgileri:

CIXI RUIHONG ELECTRIC APPLIANCE CO.LTD ,
Address : 18 Xiamaojia Rd, Xipu , Cixi City ,Ningbo,Zhejiang,China

CE İlişik Tarihi: 20

Tarih: 03.02.2021

İsim: June Tong

Unvan: İhracat Müdürü

İmza:



Garanti ve Satış Sonrası Servis

Türkiye

Garanti Koşulları

Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça ve/veya işçilikten kaynaklanan ve ürünün çalışmasına engel olan her türlü probleme karşı garanti kapsamındadır. Bu garanti ürünün satın alma tarihinde satıcı tarafından kaşelenmiş, imzalanmış bir garanti belgesi ve satış fişi/fatura ile ispat edilmesi durumunda geçerlidir. Ürün üzerindeki seri numarası silinmiş/sökülmüş ürünler garanti kapsamı dışındadır. Bu garanti Weewell veya hukuki temsilcilerini ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bir yükümlülük altına sokmaz.

Ürünün tamiri sadece Weewell yetkili servis noktaları tarafından yapılabilir. Yetkili servis noktaları dışında ürüne yapılacak müdahaleler ürünün 2 yıllık garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.

Arıza Durumunda

Almış olduğunuz üründe bir problem varsa, Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız. Weewell Müşteri Hizmetleri yetkilisi tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

Satış Sonrası Servis

Yasal garanti süresi dışında ürün üzerinde herhangi bir müdahale yapılması durumunda yalnızca Weewell Yetkili Servislerini kullanmanız önerilir. Yetkili servis noktasına ulaşmak için Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız.

Servis kayıtları merkezi yetkili servisimiz tarafından yapılmaktadır. Merkezimiz üzerinden gerekli yönlendirilmelerin gerçekleştiği bir servis sistemimiz mevcuttur. Bu nedenle servis desteği alabilmek için öncelikli olarak **0212 465 79 01** nolu telefonu aramanız gerekmektedir.

Merkez Yetkili Servis: ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC A.Ş.

Tel: 0212 465 79 01

Adres: Çobançeşme Mh. Mithatpaşa Cd. Gürsoy İş Mrk. No: 17 Yenibosna / İstanbul

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 15502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yeralan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşıda kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yeralan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından Bir raporla belirlenmesi durumlarında: tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine** veya **Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

GARANTİ BELGESİNDE SATIN ALINAN YERİN KAŞE VE TARİHİNİN ONAYLATILMASI GEREKMEKTEDİR.

Bu kılavuzun hazırlanmasında en üst düzeyde özen gösterilmiş ve dikkat edilmiştir. Ancak gözden kaçan bilgiler olabilir. Üretici ve ithalatçı firmanın üründe ve görsellerde gerektiğinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



Weewell Garanti Belgesi
Malın Cinsi: Ev İi Dinleme ve İzleme Cihazları Markası: Weewell Modeli: WPT250 Garanti Süresi: 2 yıl Azami Tamir Süresi: 20 iş günü Bandrol ve Seri No:
İthalatçı Firmanın: Unvanı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat: 13 No: 403-404 Yeşilköy / İstanbul / Türkiye Telefonu: 0212 465 38 96 Faks: 0212 465 38 97 e-posta: info@ulusalelektronik.com Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Genel Yönetim Kurulu Başkanı A-3 Blok Kat: 13 No: 403-404 Yeşilköy / İstanbul / Türkiye Tic. Sic. No: 272212 SSK No: 997721
Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Weewell Tüketici Danışma Hattı 0212 465 79 01 www.weewell.com info@weewell.com



WPT250

**ELECTRIC DOUBLE BREAST PUMP
ELEKTRİKLİ ÇİFTLİ GÖĞÜS POMPASI**

EMZİRME ÜRÜNLERİ

USER MANUAL

EN

KULLANIM KILAVUZU

TR

www.weewell.com
info@weewell.com